



## INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

### NOME PRODOTTO

#### Rete Animablu

A doghe in legno.

La rete Animablu è un Dispositivo Medico di Classe 1, RLA 1.

### STRUTTURA

Telaio in faggio multistrato lamellare, unidirezionale 60x30 mm.

Doghe inarcate in multistrato di faggio evaporato larghezza 70 mm, sezione 68x10 mm per reti matrimoniali e 68x8 mm per reti singole. Anche per le reti matrimoniali le doghe sono ad arcata unica.

Porta doghe in caucciù basculanti, ammortizzanti, automodellanti.

Angolari di squadro e di rinforzo.

Gambe in faggio di forma conica, disponibili ad altezza cm. 35, dotate di attacco a vite.

### PORTANZE DIFFERENZIATE

A partire dalla misura di cm.120 di larghezza, le reti sono dotate di un'asta centrale con un sistema di sostegno.

A tre zone con portanza differenziata, completo di ammortizzatori in caucciù a sfera sotto ciascuna doga.

### FINITURA

Verniciatura del legno a base acqua, atossica e priva di formaldeide.

### RESISTENZA

Profilo del telaio resistente alla rottura a 54.000 N

Resistenza delle doghe alla rottura 21.000 N

Forza peso di due persone di 120 Kg è pari ad una resistenza a 2.350 N

### ALTRE CARATTERISTICHE

La Rete Animablu è predisposta per accogliere soggetti costretti a letto per lunghi periodi a seguito di traumi o malattie. Abbinata ad altri dispositivi medici (materasso) favorisce un corretto e salutare riposo.

### MANUTENZIONE

Spolvera le parti in legno con un panno leggermente inumidito con acqua. Evitare l'utilizzo di detergenti aggressivi e non idonei al legno.

Non far saltare i bambini sui listelli di legno, per evitare cedimenti, rotture o danneggiamenti strutturali.

Durante la manutenzione non utilizzare oggetti che possano scheggiare la doga e le altre parti lignee.

Non usare forbici o oggetti taglienti sui giunti elastici porta-doghe o sulle sfere ammortizzanti in caucciù dell'asta centrale di sostegno presente nelle reti a partire dalla larghezza da 120 cm.

Periodicamente, controlla che le doghe siano sempre ben inserite nei giunti elastici e che le gambe siano avvitate bene.

### MARCHIO

Animablu è un marchio di proprietà di Forquality srl con sede a Milano (Italia)

Via Lodovico Settala, 15

Telefono: 02/38244926 - Sito web: [www.animablu.it](http://www.animablu.it) - Email: [info@forquality.it](mailto:info@forquality.it)

[La rete Animablu online »](#)



## GARANZIA

Ogni prodotto è soggetto alla garanzia legale nei termini di legge di due anni (02). La garanzia deve essere fatta valere direttamente entro due mesi dalla scoperta del difetto mediante l'invio a Forquality srl di una raccomandata A/R all'indirizzo Via Lodovico Settala, 10 - Milano 20124 indicante il difetto riscontrato. In ragione di ciò il Cliente è tenuto a conservare la prova di acquisto del materasso Animablu.

Scheda prodotto in ottemperanza al Decreto Legge 206 - Codice del Consumo.

## DISPOSITIVO MEDICO

La rete Animablu ha come destinazione d'uso principale l'allettamento degli utilizzatori per periodi brevi o anche prolungati. La rete non presenta rischi di natura biologica o chimica, non è destinata ad un uso invasivo per l'utilizzatore. In base all'allegato IX Direttiva 93/42/CEE "1.1 R1a 1, tutti i Dispositivi non invasivi rientrano nella Classe 1". **Numero identificativo 1565167**